

Dane aktualne na dzień: 07-03-2026 01:00

Link do produktu: <https://mikrusy.pl/gazik-nasaczony-alkoholem-ipa-70-do-czyszczenia-elektroniki-1-sztuka-p-2479.html>



Gazik nasączony alkoholem IPA 70% do czyszczenia elektroniki - 1 sztuka

Cena	1,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LUT-079
Kod EAN	5908453430281
Producent	Mikrusy
Wysyłka i zwrot	

Opis produktu

☑ Niezbędnik w Każdym Serwisie! Gaziki 1 szt / 70% IPA


Każdy serwis komputerowy, elektroniczny i każdy majsterkowicz potrzebuje niezawodnych środków do czyszczenia. Zapomnij o szukaniu butelki z alkoholem i czystych ściereczek – oto gotowe, indywidualnie pakowane gaziki nasączone 70% alkoholem izopropylowym (IPA).

Każdy gazik jest **pakowany indywidualnie** w hermetyczną saszetkę, co gwarantuje jego sterylność i idealne nasączenie aż do momentu otwarcia.

ONE-CARE[®]

ALCHOL PREP PADS


▶ 70% Isproypl Alcohol
For External Antissptic Use Only
Directions: Clean the required area.
Discard after single use.

 Quality No.
QP-007



▣ Główne Zastosowania w Serwisie i Elektronice:

- **USUWANIE PASTY TERMOPRZEWODZĄCEJ:** Idealne do perfekcyjnego wyczyszczenia procesorów (CPU), kart graficznych (GPU) oraz radiatorów przed nałożeniem nowej pasty.
- **CZYSZCZENIE PŁYT GŁÓWNYCH:** Bezpieczne i skuteczne czyszczenie laminatów, złącz, styków i portów (np. z kurzu, topnika).
- **PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:** Niezastąpione do odtłuszczenia elementów przed klejeniem, montażem czy precyzyjnym lutowaniem.
- **SERWIS LAPTOPÓW, KONSOL, DRUKAREK:** Doskonałe do czyszczenia małych mechanizmów, rolek, styków i trudno dostępnych miejsc.
- **OGÓLNE CZYSZCZENIE:** Błyskawicznie usuwają tłuste plamy, ślady palców, resztki kleju i inne uporczywe zabrudzenia z obudów czy ramek.





□ Dlaczego Warto je Mieć?

- **Natychmiastowa Gotowość:** Po prostu otwórz saszetkę i użyj. To ogromna oszczędność czasu w porównaniu do tradycyjnych metod.
- **Skuteczność 70% IPA:** Optymalne stężenie alkoholu izopropylowego gwarantuje skuteczne rozpuszczanie past termoprzewodzących, tłuszczów i innych uporczywych zabrudzeń, nie powodując przy tym nadmiernej agresywności dla materiałów elektronicznych.
- **Zawsze Świeże i Gotowe:** Dzięki indywidualnemu pakowaniu każdy gazik zachowuje świeżość i jest gotowy do użytku, w przeciwieństwie do chusteczek z większych opakowań, które mogą wysychać.

□□ Specyfikacja Produktu:

- **Ilość:** 1 sztuka
- **Roztwór:** 70% alkohol izopropylowy (IPA)

-
- **Wymiary gazika:** ok. 6 x 11 x 5,5 cm